



Compresses non tissées stériles - blister de 2 compresses - Boîte de 50 blisters - 5 x 5 cm - Robemed

Compresses stériles permettant la réalisation de soins ou pansements aseptiques.

Ces compresses non tissées en viscose et polyester Spunlace hydrophile ont une qualité chirurgicale **4 plis**.

Elles sont très absorbantes et ont démontré un résultat inférieur à 10 secondes aux tests de pénétration à l'eau.

Elles ont été **stérilisées à l'Oxyde d'Ethylène**, pour une validité de 5 ans.

Ces compresses sont conformes aux normes EDANA.

Dimensions de la compresse :

- Pliée 5 x 5 cm ; Dépliée 10 x 10 cm, 4 plis.

[Référence de remplacement : CNTD020W Compresses non-tissées stériles sous blister de 2 compresses ; Dim. pliée 5 x 5 cm - Boîte de 50 blisters de 2 compresses](#)

Conditionnement : sous blister stérile de 2 compresses. Boîte de 50 blisters, soit 100 compresses.

Matériel médical CE conforme à la directive 93/42 portant sur les dispositifs médicaux.

Ces compresses existent également en :

- [Pliée 7,5 x 7,5 cm ; Dépliée 15 x 15 cm, 4 plis.](#)
- [Pliée 10 x 10 cm ; Dépliée 20 x 20 cm, 4 plis.](#)

Compresses non tissées stériles 4 plis, 40 gm2.