

Coupe-bagues électrique avec disques diamant

Pour couper les bagues rapidement et en toute sécurité

Coupe-bagues électrique pour tous types de bagues quel que soit l'alliage.

Pratique et facile, basé sur le frottement, le disque glisse sur la surface de la bague jusqu'à ce que l'anneau soit scié.

Livré avec :

- 1 disque rouge : pour découper le titane et l'inox.
- 2 disques bleus : pour découper or (14 kt) + argent, platine, pierret, verre, plastique, cuivre, aluminium, laiton.
- 1 protège doigt à fixer à l'appareil.
- 1 tournevis plat.
- 1 chargeur (4 piles 1,5V non fournies).

conforme aux normes EN55014 EN60745 et Directives 2004/108/EC et 2002/95/EC

Accessoires pour coupe-bagues :

- Pince enlève bague
- Protège doigt pour coupe bague
- Disque diamant de rechange rouge
- Disque carbure de rechange bleu boîte de 6 lames

