

### **Coussin Abduction pour limiter les frictions des membres inférieures Poz In Form**

Pour limiter les frictions des membres.

Le coussin se place au niveau de l'entre jambe en position allongée. Il permet de mettre les membres vers l'extérieur et stabilise les jambes en position écartée. Pour éviter les frictions et les cisaillements entre les cuisses, genoux et les mollets.

-Dimensions:

Longueur 35 cm  
Grande largeur 30cm  
Petite largeur 10 cm  
Hauteur 15 cm

-Coussin déhoussable et lavable.

-Certifié Oeko-tex classe 1 (anti-bactérien, anti-acarien et anti-fongique).

Matériel Médical CE.

