



Coussin bouée Visco Invalid en mousse viscoélastique - Rond - Sundo

Coussin bouée en mousse viscoélastique avec housse amovible - Rond - Soulagement précis des pressions en position assise - Résistance 10-135 kg

Le coussin bouée Visco Invalid en mousse viscoélastique offre un soutien exceptionnel dans les situations aiguës telles que les incisions/déchirures périnéales, de la prostate, du coccyx, des indications anales/hémorroïdaires ou vésicales. Sa housse amovible en tissu éponge sans latex, lavable à 40°C, assure une hygiène optimale.

La mousse viscoélastique réagit à la pression et à la chaleur corporelle, s'adaptant ainsi aux contours du corps pour un positionnement amélioré. Grâce à son design avec un trou en son centre, il évite toute pression sur la zone douloureuse. Ce coussin soulage les pressions et douleurs, garantissant un confort individuel. Il s'adapte à son utilisateur et retourne à sa forme initiale après utilisation.

Caractéristiques :

- Application dans des situations aiguës pour un positionnement amélioré
- Mousse viscoélastique réactive à la pression et à la chaleur corporelle
- Amélioration des déficits en position assise
- Zone douloureuse non soumise à la pression grâce à la forme du coussin
- Confort individuel
- Housse amovible en tissu éponge sans latex
- Résistance : 10-135 kg
- Durée de vie : 2 ans selon utilisation et entretien

Dimensions :

- Diamètre extérieur : environ 42 cm
- Diamètre intérieur : environ 15 cm
- Épaisseur : environ 9,5 cm

Matériaux :

- Mousse viscoélastique
- Tissu éponge sans latex

Entretien :

- Coussin lavable à la main à 30°C

- Housse en tissu éponge lavable en machine jusqu'à 40°C

- Utilisation d'un désinfectant sans chlore adapté à la mousse