

**Couverture bactériostatique imperméable pour
brancard - Lavage à 60°C**

Couverture bactériostatique Anti-Feu M1 pour hôpitaux, cliniques, ambulances, services de secours.

Résistance thermique et évaporative maximales alliant confort et légèreté. Maintient la chaleur du corps et la restitue grâce à la fibre technique HEATUP.

- 2 faces imperméables aux liquides, à la vapeur d'eau.
- Face polyamide enduit polyuréthane: Bleu marine.
- Face polyester enduit polyuréthane: Vert médical. Classé non-feu: M1.
- Garnissage composé de ouate 100% polyester 150g/m2.
- Bords cousus.
- Entretien classique à 60° ou par épongeage avec un désinfectant hospitalier.
- Séchage à 40°. (Ne pas repasser, chlorer ou stériliser en autoclave).

Dimensions: 110 x 190 cm.

