

FICHE TECHNIQUE

Crayon dermatographique - Bleu

Crayon spécial pour écrire sur la peau.

Ce crayon dermatographique, coloris bleu, permet d'écrire directement sur la peau.

Il permet de localiser les endroits à traiter ou encore d'indiquer les sites d'intervention sur la peau. Ces marques au crayon dermatographique permettent une sécurité chirurgicale.

Les traits du crayon restent visibles dans les plis, même les plus minces.

Se nettoie à l'eau avec savon.

Composition :

Bois, cire micro-cristaline, alcool cetyl, palminate cetyl, glycérides de coco.

