



Défibrillateur semi-automatique Aed Plus Zoll

Dae avec délivrance semi-automatique du choc.

L'AED Plus est équipé d'une interface avec des pictogrammes représentant une chaîne de survie pour guider le sauveteur.

Plus adapté aux personnes initiées à l'utilisation d'un défibrillateur. S'adapte pour les adultes et les enfants grâce aux deux électrodes.

Système d'aide à la RCP (Real CPR Help®, voir plus d'infos) qui analyse les données de compression et aide le secouriste à déterminer la fréquence et l'intensité.

Faible coût d'utilisation grâce à l'électrode CPR-D Padz® et aux piles CR213, qui ont une durée de vie de 5 ans.

Transfert des données par le port infrarouge, soit sur un PC avec lecture directe du dossier par le logiciel ZOLL RescueNet Code Review téléchargeable gratuitement, ou par l'intermédiaire de la boîte Absolu-T en cas d'absence de PC sur le site de récupération des données.

Pour la fixation sur site, il est nécessaire d'utiliser une armoire, vous pouvez vous référer à notre gamme [d'armoire de protection](#) ou à nos [packs défibrillateurs](#).

- Autonomie : 300 chocs.
- Niveaux d'énergie : 50 à 200 joules
- Temps de charge : moins de 10 secondes avec des piles neuve.
- Piles lithium garantie 5 ans.

Défibrillateur disponible en [version automatique \(DEA\)](#) ou [semi-automatique \(DSA\)](#).

- Dimensions : H 13,3 x L 24,1 x P 29,2 cm
- Poids : 3,1 Kg

Le défibrillateur entièrement automatique AED Plus est livré complet avec:

- Un sac de transport
- Une électrode pour adulte (CPR-D padz 8900-0800-01) durée vie de 5 ans
- Un jeu de 10 piles lithium CR123 (8000-0807-01) durée de vie 5 ans
- Un kit de premiers secours complet (protection faciale pour bouche à bouche, rasoir, ciseaux, gants jetables et compresses sèches et alcoolisées)
- Un manuel d'utilisation

Garantie 7 ans (hors électrodes et accessoires). Dont une extension de garantie de 2 ans gratuite en enregistrant votre matériel sur le [site de Zoll](#).

Accessoires complémentaires : Electrodes pédiatriques Pedi Padz II (péremption environ 18/24 mois).

Matériel médical CE.

Dispositif de classe III