

Salamender
MAK III



robé
+ médical

Déroulé d'une sellerie MAK



Divan auscultation 3 parties hauteur variable électrique Salamender Mak III

L'excellence des matériaux pour l'ergonomie de l'utilisateur. Spécialement étudié pour la consultation en position assise, allongée ou jambes surélevées

Divan d'examen 3 parties avec hauteur variable électrique, levée rapide, dossier et repose-jambes inclinables, sellerie grand confort. Modèle polyvalent utilisable en cabinet médical, gynécologie, massage, ostéopathie et prélèvements sanguins.

- Sellerie grand confort sans coutures, 5 cm d'épaisseur.
- Densité 25 kg/m³.
- Levée rapide en 30 secondes, de 49 à 97,5 cm.
- Dossier inclinable de 0 à 85°.
- Partie jambes inclinable de -75 à 45°.
- Commande au pied.
- Porte rouleau inclus, situé au niveau du dossier.
- Portée 200 Kg.
- Garantie 5 ans structure, moteur et sellerie.

Dimensions :

- Longueur : 201 cm.
- Largeur : 65 cm.
- Dossier : L 98 x l 65 cm
- Partie centrale : L 57 x l 65 cm
- Partie jambes : L 46 x 65 cm

Garantie 5 ans moteur, structure et sellerie.

Ce matériel a été fabriqué avec des entreprises certifiées dans le respect des normes de qualité ISO 9001, ISO 13485; dans le respect de l'environnement ISO 14001 et dans le respect des normes de sécurité pour les salariés OHSAS 18001.

Traitement non feu: BS7176:1995; BE EN1921-1; BS 5852:1990; CRIB-5/EN1021 1/2, Sécurité électrique EN 60601-1-2, sécurité mécanique pour literie IEC 60601-2-38.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.