

### Divan d'esthétique Ecopostural pieds démontables laqué blanc hauteur fixe

#### Divan en acier laqué pour soins en institut.

Table d'esthétique avec pieds démontables, hauteur fixe et dossier relevable manuellement.

Dossier avec cavité visage, longueur 75 cm, inclinable de 0 à 60° par système autobloquant.

Sellerie sans coutures, grand confort, facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 25 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 7 cm (existe en densité 40 kg/m<sup>3</sup> et 100 kg/m<sup>3</sup> sur simple demande).

5 coloris au choix (voir nuancier).

Porte-rouleau inclus. Compatible avec les draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture cuite au four.

Dimensions :

- Longueur : 188 cm
  - Largeur : existe en 62 ou 70 cm
  - Hauteur : 75 cm
  - Dossier : L 75 x l 62 ou 70 cm
  - Assise horizontale : L 112 x l 62 ou 70 cm
  - Piètement 5 cm de diamètre
- Poids 30 kg.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fabrication Européenne, garantie 3 ans.  
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

