

FICHE TECHNIQUE



Divan d'examen 2 parties hauteur variable électrique Carina

Hauteur variable électrique de 62 à 90 cm.
Tête relevable manuellement.

Sellerie grand confort sans couture, épaisseur 8 cm, classe M1.
12 coloris de piètement et de sellerie, voir nuanciers.

Piètement central en acier thermolaqué. Peinture époxyde sans solvant.

Livré avec porte rouleau (au choix pied ou tête). Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.

Télécommande au pied.
Moteur 24 volts, portée 200 kg.

Dimensions :
- Longueur : 190 cm.
- Largeur : 60 cm (70 cm sur demande)
- Hauteur variable de 62 à 90 cm

Livraison gratuite franco de port.
Supplément pour livraison sur rendez-vous et avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication Française.
Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.