

FICHE TECHNIQUE



Divan d'examen Ecopostural hauteur variable électrique - Largeur 62 cm + Tabouret offert

Pour les examens et soins médicaux, le massage et la kinésithérapie.

Modèle polyvalent, ce divan Ecopostural reste une valeur sûre en matière de rapport qualité/prix, de robustesse et d'ergonomie.

Hauteur variable de 48 à 91 cm avec vérin électrique. Il peut supporter jusqu'à 135 kg. Déport vers l'arrière lors de la montée.

Ce modèle est sans roulettes et sans porte rouleur.

Cette option est disponible en cliquant ici : [Divan d'examen Ecopostural hauteur variable électrique à roulettes et avec porte rouleur](#)

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable :

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempte de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité : 25 kg/m³ pour examens médicaux.

Spécificités :

- Divan à 2 plans
- Longueur du dossier : 72cm avec cavité visage
- Inclinable de 0 à 65° par un système autobloquant
- Commande électrique au pied.

Coloris :

- Piètement métal blanc.
- Choix de 25 coloris de sellerie.

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert.

Caractéristiques :

Structure : Bielle Blanche
Largeur : 62 cm
Longueur : 188 cm
Accoudoirs : Sans accoudoir
Charge Maximale Recommandée : 135 Kg
Épaisseur de la Mousse : 5 cm
Soutien de Mousse : II – Équilibré
Tête / Dossier : Manuel

Convient pour : Acupuncture, Craniosacrale, Drainage lymphatique, Esthétique, Examen, Physiothérapie, Massage sportif, Massage relaxant, Médecine générale, Chiro-massage, Chiropraxie, Réflexologie, RPG, Tatouages.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid : [Voir les tabourets.](#)