

FICHE TECHNIQUE



Divan d'examen Egvar - Noir

Table polyvalente pour examen, massage et soins

Valeur sûre de divan d'examen, ce modèle vous est proposé en version de base sans porte rouleau.

Modèle robuste et confortable. Une qualité inégalée pour ce prix très attractif.

Structure métal finition chromée.

Tube rond, diamètre 30 mm.

Sellerie sans couture, d'épaisseur 4 cm, densité 30kg/m³.

Tête relevable autobloquante.

Coloris : Noir

Également disponible en Gris.

Dimensions : H 75 x L 190 x l 60 cm

Dossier : L 55 x l 60 cm

Assise horizontale : L 130 x l 60 cm

Poids maximum supporté : 130 kg

Porte rouleau en option, avec supplément.

[Etriers gynécologiques également disponibles](#)

Classé non feu M2.

Fabrication Européenne.

Garantie 2 ans.

Livré en kit, à monter.