

Salamender



Divan d'examen pédiatrique hydraulique 2 parties S706 Salamender

Modèle conçu pour faciliter l'examen des enfants et nourrissons. Longueur 140 cm, largeur 62cm.

Table d'examen à hauteur variable hydraulique avec dossier relevable manuellement.

Construction solide et stable, base de roue rétractable, hauteur variable par commande au pied.

- Hauteur variable électrique de 58 à 87 cm.
- Dossier 45 cm, relevable de 0° à + 40°.
- Sellerie hauteur 5cm et densité 25kg/m³.
- Cavité visage.
- Piétement époxy blanc.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.
Classée non feu M2.

Poids supporté : 135 kg

Dimensions :

- Longueur : 140 cm
- Largeur : 62 cm
- Dossier : 45 cm

Poids : 60 kg

Matériel médical CE.

Garantie 3 ans pour le châssis.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.