

### Divan de kiné et d'ostéopathe Ecopostural 3 parties électrique

Divan 3 parties avec élévation verticale et position cyphose 40° et accoudoirs.

Nouvelle table de massage et d'ostéopathie 3 parties électrique avec piétement croisé, dossier et jambière relevables et position cyphose 40° pour un maximum de confort.

- Hauteur variable de 58 à 106 cm, électrique avec commande au pied.
- Élévation à la verticale, sans déplacement latéral.
- Dossier hauteur 45cm avec cavité visage, inclinable de -15° à 50° par un système de vérin à gaz.
- Assise avec plicature 40° par un système de vérin à gaz.
- Jambière relevable jusqu'à 75° par un système de vérin à gaz.
- Roues escamotables et pieds réglables en hauteur pour une stabilité maximale.

Sellerie grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Garantie exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré).

Densité de sellerie 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 4 cm.

Piétement métal blanc.

Choix de 25 coloris de sellerie.

Coloris Coquelicot (49) en photo.

Inclus avec votre table de massage, le porte rouleau, les accoudoirs et repose bras escamotables.

**OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).**

#### Dimensions :

- Longueur 200cm
- Largeur 62 cm
- Hauteur variable de 58 à 106 cm
- Dossier : L 45 x l 62 cm
- Partie centrale : L 55 x l 62 cm
- Jambière : L 95 x l 62 cm

- Poids 93 kg.
- Poids supporté : 175 kg.

- Porte rouleau inclus. Compatible avec draps d'examen de largeur 50 à 75 cm.


Fabrication européenne.

Garantie 3 ans.

Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.



Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes

Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)