



### Divan électrique commande périphérique N'Run301 Naggura

Une ligne révolutionnaire et unique inspirée du corps humain et adaptée aux exigences des praticiens

Hauteur variable électrique avec commande périphérique aux pieds multi-accès permettant le mouvement vertical de la table d'examen. Dossier inclinable par vérin à gaz Stabilus.

Structure moderne, robuste et stable en acier epoxy avec roulettes intégrées pour la mobilité.

Pour le confort du patient en position ventrale, le divan N'RUN301 est doté de repose-mains forme guidon et d'une cavité visage.

- Chauffage sellerie disponible en option.
- Hauteur variable: 54 cm à 95 cm.
- Portée maximale: 200 kg.
- Dossier avec cavité visage: proclive + 75°.
- Moteur Linak, 230V. 1,5A. 6000N.
- Roulettes en caoutchouc, rotation 360°.

Sellerie Spradling 100% vinyle très résistante.

- Epaisseur 5 cm.
- Densité 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Bord carré avec coutures.
- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion >300.000 tours.
- Traitement permablok contre les germes (antimicrobien, antibactérien, antimycosique).
- Couleur résistante aux UV.

**Robé médical vous propose le divan électrique N'RUN 301 NAGGURA avec 1 an d'extension de garantie gratuite soit 3 ans!**

Convient parfaitement pour la kinésithérapie, le massage et les consultations médicales.

**Porte rouleau et système de chauffage de la sellerie disponible en option.**

Dimensions :

- Longueur : 197 cm.
  - Largeur : 68 cm.
  - Hauteur variable de 54 à 95 cm.
  - Dossier : L 75 x l 68 ou 78 cm.
  - Assise horizontale : L 120 x l 68.
- Poids : 135 kg.

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

Fabrication Européenne.

**Garantie 3 ans.**