


FICHE TECHNIQUE



Divan kiné électrique, 3 parties, 2 moteurs, avec appui bras+1 tabouret offert - Ecopostural

Multifonctions , roulettes escamotables, 25 coloris, élévation verticale

Ce divan a été spécialement conçu pour offrir une solution polyvalente répondant aux besoins diversifiés des patients, grâce à ses fonctionnalités ergonomiques et sa conception pratique.

Deux moteurs vous permettant de régler la hauteur et l'incurvation de l'assise électriquement.

Système périphérique avec moteur pour un contrôle fluide et précis.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale : 200kg
- Hauteur variable : de 52 à 106 cm
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur
- Élévation verticale sans déport latéral
- Tête/dossier réglables par vérin à gaz
- Roulettes escamotables actionnement par pédale
- Porte rouleau chromé rabattable
- 4 vis de compensation de sol
- Appui bras rabattables

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

[Voir les tabourets](#)

Caractéristiques du moteur électrique :

- Course du vérin : 300 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC \pm 10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 8000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 14mm/s
- Voltage : 230V/50-60Hz
- Consommation électrique : 3,7A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Caractéristiques du moteur secondaire :

- Course du vérin : 100 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC \pm 10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 4000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 6mm/s
- Voltage : 230V/50-60Hz
- Consommation électrique : 1,5A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

Caractéristiques sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Protection antimicrobienne et antibactérienne
- Tête type T01
- Cavité visage en forme de goutte, bouchon inclus
- Dimensions de la sellerie : 62 x 200 cm
- Soutien de mousse III - Ferme
- Épaisseur de mousse : 4 cm

Convient pour :

- Kinésithérapie

- Drainage lymphatique
- Drainage postural
- Esthétique
- Examen
- Physiothérapie
- Massage sportif
- Massage relaxant
- Médecine générale
- Ostéopathie
- Chiro-massage
- Chiropraxie
- Réflexologie
- Rééducation Posturale Globale (RPG)
- Tatouages

Poids de la table : 100kg

Largeur : 62 cm

Longueur : environ 198 cm

Diamètre des pieds : 90mm

Coloris : - 25 coloris

- Piètement métal gris

Fabrication Européenne garantie 3 ans

Matériel médical CE