


## FICHE TECHNIQUE



### Divan kiné électrique, 3 parties, 2 moteurs, sans accoudoirs + 1 tabouret offert - Ecopostural

Multifonctions, roulettes escamotables, 25 coloris, élévation verticale

Ce divan a été spécifiquement élaboré pour offrir une solution polyvalente répondant aux divers besoins des patients, en intégrant des fonctionnalités ergonomiques et une conception pratique.

Deux moteurs vous permettant de régler la hauteur et l'incurvation de l'assise électriquement.

Système périphérique avec moteur pour un contrôle fluide et précis.

#### Caractéristiques techniques :

- Charge maximale : 200kg
- Hauteur variable : de 53 à 107 cm
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur
- Élévation verticale sans déport latéral
- Tête et dossier réglables par vérin à gaz
- Roulettes escamotables actionnement par pédale
- Porte rouleau chromé rabattable
- 4 vis de compensation de sol

**OFFRE SPÉCIALE :** Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

[Voir les tabourets](#)

#### Caractéristiques du moteur électrique :

- Course du vérin : 100 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC  $\pm$  10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 4000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 6mm/s
- Voltage : 230V/50-60 Hz
- Consommation électrique : 1,5A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

#### Caractéristiques du moteur secondaire :

- Course du vérin : 100 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC  $\pm$  10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 4000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 6mm/s
- Voltage : 230V/50-60Hz
- Consommation électrique : 1,5A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

#### Caractéristiques sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Protection antimicrobienne et antibactérienne
- Tête de type T05
- Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus
- Dimensions de la sellerie : 50 x 198 cm
- Épaisseur de la mousse : 5 cm
- Soutien de mousse III - Ferme

#### Convient pour :

- Drainage postural
- Physiothérapie

- Kinésithérapie respiratoire
- Ostéopathie
- Chiro-massage
- Chiropraxie
- Rééducation Posturale Globale (RPG)

**Poids de la table** : 90kg

**Largeur** : 50 cm

**Longueur** : entre 185 et 198 cm

**Diamètre des pieds** : 90 mm

**Coloris** : - 25 coloris

- Piètement métal gris

Fabrication Européenne garantie 3 ans

Matériel médical CE