

FICHE TECHNIQUE



Divan kiné électrique en ciseaux, 2 parties, avec accoudoirs + 1 tabouret offert - Ecopostural

Hauteur ajustable électriquement, dossier inclinable, roulettes escamotables

Ce divan est équipé de roulettes escamotables actionnées par une pédale (pour un déplacement à vide uniquement).

Sa structure en ciseaux est fabriquée en tube d'acier laqué avec une peinture gris Epoxy cuite à 250°C.

Il a été conçu pour répondre aux besoins variés des praticiens grâce à ses caractéristiques ergonomiques et fonctionnelles.

Un moteur vous permettant de régler la hauteur de l'assise électriquement.

Système périphérique avec moteur pour un contrôle fluide et précis.

Caractéristiques techniques :

- Charge maximale : 200kg
- Hauteur variable : de 48 à 97 cm
- Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur
- élévation verticale sans déport latéral
- Tête/dossier réglables par vérin à gaz
- Roulettes escamotables actionnement par pédale
- Porte rouleau chromé rabattable
- 4 vis de compensation de sol
- Accoudoirs rabattables

OFFRE SPÉCIALE : Pour l'achat d'un divan d'examen électrique ou hydraulique Ecopostural, un tabouret de la même couleur offert (voir image ci-contre).

[Voir les tabourets](#)

Caractéristiques du moteur électrique :

- Course du vérin : 300 mm
- Moteur asynchrone 1-230V . AC \pm 10%
- Protection thermique intégrée
- Puissance maximale : 8000N
- Vitesse moyenne en charge 0 : 14mm/s
- Voltage : 230V/50-60Hz
- Consommation électrique : 3,7A
- Cycle de travail : 25s en continu / 400s en arrêt

Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

Caractéristiques sellerie :

- Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2
- Protection antimicrobienne et antibactérienne
- Epaisseur de la mousse : 4 cm
- Soutien de mousse III - Ferme
- Tête de type T10
- Cavité visage en forme de goutte, bouchon inclus
- Dimensions de la sellerie : 62x207 cm

Convient pour :

- Craniosacrale
- Drainage lymphatique
- Physiothérapie
- Massage sportif

- Massage relaxant
- Ostéopathie
- Chiro-massage
- Chiropraxie
- Réflexologie
- Rééducation Posturale Globale (RPG)

Poids de la table : 78kg

Largeur : 62 cm

Longueur : environ 198 cm

Diamètre des pieds : 90mm

Coloris : - 25 coloris

- Piètement métal gris

Fabrication Européenne garantie 3 ans

Matériel médical CE