

### Doigtier stérile en latex perforateur membrane amniotique Amnicot Robé Médical

Doigtier stérile pour un percement de la membrane amniotique en toute sécurité.

Le doigtier Amincot est pourvu d'un mini crochet qui permet de déchirer la membrane amniotique en toute sécurité.

Grâce à la palpation manuelle directe de la membrane par le praticien, le geste de percement devient précis et sans risque de lésion du col et du nouveau né. Utilisation sur l'index ou le majeur de la main gantée.

Doigtier en latex.

Usage unique.

#### Caractéristiques principales:

- Seul un doigt (aucun autre instrument) est introduit dans le col de l'utérus.
- Plus faible dilatation du col qui entraîne moins de douleurs.
- Moins de craintes de la part des patientes face à cet instrument.
- L'obstétricien peut sentir exactement où placer le crochet, sans aucune assistance.
- Le doigt est flexible, contrairement aux instruments plus rigides.

Les études cliniques indépendantes montrent un risque traumatique diminué de moitié par rapport à un crochet souple.

(Extrait de *Midwifery* 1993 Dec;9(4):220-4 par Harris M et Cooper EV.) Amnicot est une exclusivité Robé médical.

La boîte de 100 doigtiers stériles.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*

