



Drap d'examen gaufré 2 plis largeur 59cm - 137 formats - Fabrication européenne - Robé Médical

Drap d'examen alliant confort et résistance, qualité non déchirante même humide. Épaisseur 2 x 17g/m². Longueur totale 46m.

Pour la protection des selleries grand format, draps d'examen blanc en pure ouate de cellulose, double épaisseur gaufrés collés.

Utilisation sur tous types de divan d'examen en cabinet médical, milieu hospitalier, gynécologie, pédiatrie...

- 100% pure ouate micro gaufrée.
- Double épaisseur.
- 137 formats prédécoupés.
- Rouleau de 46 m.
- Épaisseur: 34g/m² (2 x 17g/m²).
- Couleur: blanc.

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006
Ne contient aucune substance SVHC
Produit certifié FSC et testé dermatologiquement.

Dimensions de la feuille:

- longueur : 33,5 cm.
- largeur : 59 cm.

Dimensions du rouleau:

- largeur : 59 cm.
- diamètre : 12 cm.
- diamètre du mandrin : 4 cm.

Poids d'un rouleau: 0,9 kg.

Vendu par carton de 9 rouleaux. Prix dégressif à partir de 3 cartons achetés.

Fabrication Européenne.