



Drap d'examen gaufré plastifié 29g Noir largeur 50 cm - Fabrication européenne - Robé Médical

Coloris noir spécial tatoueur. Une face absorbante et une face plastifiée pour un maximum de protection. Longueur totale 50 m.

Drap d'examen pure ouate de cellulose noir avec plastique polyéthylène contre-collé, doux, absorbant, résistant et imperméable aux liquides. 1 face absorbante pour le confort du patient, 1 face imperméable pour la protection du divan d'examen.

- Pure ouate de cellulose.
- Texture micro gaufrée.
- Face plastifiée en polyéthylène.
- Rouleau de 132 formats prédécoupés soit 50m de longueur totale.
- Épaisseur: 29g/m².
- 1 face absorbante: 23g/m².
- 1 face plastifiée imperméable: 6g/m².

Coloris noir spécialement adapté pour les salons de tatouage.

Dimensions d'un rouleau : largeur 50 cm x longueur 50 m.
Poids du rouleau : 880g.

Dimensions d'un format (feuille): 38cm x 50 cm.

Vendu par carton de 12 rouleaux.
Emballage individuel.

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.