



Drap d'examen grande largeur 75 cm ouate bleue plastifiée, 150 formats

Grand format largeur 75 cm, imperméable pour une protection renforcée. Longueur totale 57 m.

Rouleau de 150 formats prédécoupés de 75 cm x 38 cm.

- 1 face pure ouate de cellulose.
- 1 face plastifiée gaufrée collée imperméable.
- Colori bleu.

Poids de 1 pli : 40 gr/m².

Longueur totale 57 m.

Fabrication française.

Vendu par carton de 6 rouleaux.