

FICHE TECHNIQUE

**Drap d'examen non tissé - Feuille découpée 75x210cm
- 22 gr - Bastos**

**Présentation en feuille prête à l'emploi, largeur 75 cm,
longueur 210 cm**

- Polypropylène non tissé 22 gr/m²
- Indéchirable et résistant aux tractions.
- Résiste à l'eau, aux huiles et aux produits de soins.
- Format découpé.
- Coloris blanc.

Recommandé pour les soins d'esthétique et soins médicaux techniques.

Conditionné en carton de 100 draps, 75 x 210 cm.

