

FICHE TECHNIQUE

**Drap d'examen non tissé absorbant - Feuille découpée
70x200cm - 32 gr**

**Qualité renforcée en feuille prête à l'emploi : 200 x 70 cm
Doux et absorbant, résistant à l'eau.**

- Complexe non tissé 32 gr/m²
- Indéchirable et résistant aux tractions
- Résiste à l'eau, aux huiles et aux produits de soins
- Format découpé

Idéal pour les soins d'esthétique ou de kinésithérapie, ostéopathie, massage et soins médicaux techniques.

Conditionné en carton de 100 draps (200 x 70?cm). Sans emballage individuel.

