



Drap d'examen pure ouate renforcé Qualité Premium - Largeur 50 cm - Fab. européenne - Robé Médical

Pure ouate de cellulose vierge, encore plus résistant à la traction. 150 formats. Longueur totale 57m.

Pure ouate de cellulose.

Épaisseur 2 plis 2x18 g
Largeur 50 cm / longueur 57 m.
150 formats prédécoupés de 50 x 38 cm.

Fabrication Européenne.

Nos draps d'examen utilisent une cellulose issue de forêts respectant les principes d'une exploitation durable.
Biodégradable selon la norme NF EN ISO 846 Méthode D.

Existe également :

- [Cellulose pure ouate classique](#)

Pour consulter nos draps d'examen de qualité gaufrée voir référence [DEP140](#) et [DEP143G](#)

Conforme au règlement européen REACH n°1907/2006
Ne contient aucune substance SVHC
Produit certifié FSC et testé dermatologiquement.

Vendu par carton de 12 rouleaux. Prix dégressif à partir de 3 cartons achetés.

Caractéristiques tissu :

- Grammage : 35 g/m² (± 5%)

- Résistance à sec :

-Sens Marche : 350 N/m

-Sens Travers : 210 N/m

- Résistance mouillé :

-Sens Marche : 70 N/m

-Sens Travers : 42 N/m

- Gradation de blanc : 85