

### Drap housse élastiqué polyester enduit pour table de massage et divan

Forme housse pour protéger les selleries lors de manipulations avec huiles et crèmes

Ce drap housse en polyester enduit polyuréthane, avec élastique de maintien est idéal pour les kinésithérapeutes, cabinets d'esthétique, ou encore les milieux hospitaliers, afin de protéger les divans d'examen et tables de massages ainsi que les draps.

Rapide à mettre en place, recouvre l'intégralité de la sellerie.  
Peut être placée sur un divan d'examen ou une table de massage.

- Housse en polyester enduit polyuréthane.
- 2 élastiques de maintien.
- Résistante à l'huile.
- Lavable à 90° ou par épongeage avec un spray nettoyant/désinfectant.
- Coloris gris anthracite.

2 tailles disponibles:

- 65 x 195 x 7 cm.
- 72 x 195 x 7 cm.

