

ZeniXx



ECG 6 pistes avec interprétations et mémoire interne 1000 ECG - 600G ZeniXx

Electrocardiographe portable 6 pistes ZeniXx avec analyse, calcul des paramètres et interprétations - Mémoire interne 1000 ECG, écran tactile et batterie rechargeable

Modèle professionnel pour une utilisation plusieurs fois par jour. Utilisation économique du papier grâce à l'impression simultanée de 6 pistes. Faible encombrement, utilisation mixte en cabinet et lors des déplacements. Trois modes d'enregistrement: automatique, analyse arythmie ou manuel. Tracé ECG en temps réel sur écran LCD couleur de 7 pouces (17,7cm). Enregistrement et stockage de plus de 1000 ECG. Utilisation mixte avec électrodes à usage unique et poires.

Choisissez la tranquillité avec la garantie ROBE MEDICAL 4 ans sur cet ECG ZeniXx.

Caractéristiques :

- Écran LCD couleur et tactile : 880 x 1530 mm
- 12 dérivations standard : fonctionnement manuel, analyse arythmie ou automatique
- Imprimante intégrée 6 pistes
- Papier thermique largeur 110 mm
- Vitesse de défilement : 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 ou 100 mm/s
- Sensibilité : 2.5 / 5 / 10 / 20 / 40 mm/mV
- Fréquence d'échantillonnage : 1000Hz
- Conversion A / D (précision d'échantillonnage): 24 bits
- Réponse fréquence : 0,05 Hz à 150 Hz
- Filtre d'interférence EMG: 35Hz
- Impédance d'entrée : >50 m Ω
- Circuit de protection anti-défibrillation
- Prise de terre supplémentaire indépendante du secteur
- Interface et rapport multilingues
- Batterie rechargeable Lithium (7,4V-3700mAh)
- Environ 90 minutes d'autonomie
- Temps de charge : 4 heures
- Affichage des 12 dérivations
- Circuit patient : <10 μ A
- CMMR >60dB, >100 dB
- Alimentation électrique : CA 100-240V, 50/60Hz

ECG ZeniXx fourni complet avec :

- 1 câble patient
 - 4 électrodes périphériques
 - 6 électrodes à ventouse
 - 1 rouleau de papier
 - 1 câble USB A / USB B
 - 1 câble d'alimentation secteur
 - 1 câble de terre et son manuel d'utilisation en français et anglais
- L'ECG est également livré avec les accès au logiciel.

ZeniXx: L'expertise de Robé Médical, pour les dispositifs médicaux destinés aux professionnels.

Nous vous proposons les rouleaux de papier ECG (réf. PAP745) en accessoires.

Dimensions : L 315 x l 215 x H 92 mm

Poids : 1,7 kg avec batterie

Dimensions du papier en rouleau : 110 mm x 20 m

Matériel médical CE.

NB: Ce matériel médical étant un dispositif de classe IIb, il fait l'objet d'une obligation de maintenance selon l'arrêté du 3 mars 2003.
Nous sommes en mesure de vous proposer [un programme de maintenance adapté](#).