


Électrodes 3M précablées néonatale et pédiatrique - Sachet de 3

Électrodes repositionnables et radiotransparentes pour ECG néonatale et pédiatrique

Support micropore avec hydrogel conducteur à base d'eau spécialement adapté à la peau fragile des nourrissons.

Haute conductivité avec Ag/AgCl.

Hypoallergénique, excellente tolérance cutanée sans latex.



- Support non tissé, poreux, multi-extensible.
- Électrodes précablées avec fil de 46 cm - DIN 1,6 mm.
- Repositionnables.
- Radiotransparentes.
- Contact ag/AgCl: - de 3% de Cl.
- Non stérile.
- Durée de pose: jusqu'à 5 jours.

Dimensions: 2,2 x 2,2 cm.

Poids: 6,1 grammes.

Vendues par sachet de 3 électrodes.

Matériel Médical CE.