



### Electrodes, batterie et sacoche pour défibrillateur Zoll Aed 3

Découvrez la liste des accessoires pour les défibrillateurs Aed 3 de Zoll

Compatibles avec les [Défibrillateurs Semi-automatique](#) et [Automatique](#) AED 3 de ZOLL, voici la liste d'accessoires :

- Electrodes CPR Uni-Pad (Adulte / Pédiatrique)
- Batterie AED 3 (Lithium Manganese Dioxide)
- Sacoche transport AED 3

#### ? Electrodes CPR Uni-Pad (Adulte / Pédiatrique)

Conçues pour une utilisation avec le défibrillateur ZOLL AED 3®, ces électrodes ont la durée de vie la plus longue, c'est-à-dire cinq ans, et peuvent être utilisées sur les enfants de 1 à 8 ans (moins de 25kg) et les adultes, il n'est donc pas nécessaire de posséder deux jeux d'électrodes.

Les électrodes préconnectées CPR Uni-padz sont prêtes à être utilisées avec des languettes faciles à retirer et une paire de ciseaux, pour une mise en place rapide des électrodes.

#### ? Batterie AED 3 (Lithium Manganese Dioxyde)

La batterie de l'AED 3 dure jusqu'à 5 ans, indique régulièrement son statut au Program Management tactile Onboard, et est facile à évaluer à partir de l'écran en mode Management. La durée de vie est de 3 ans si les tests sont quotidiens.

#### ? Sacoche de transport AED 3

Sacoche Zoll avec bandoulière pour la protection et le transport du défibrillateur.

Matériel médical CE