

FICHE TECHNIQUE

Ensemble complet de 3 marteaux à reflexes (Taylor, Réflexes et Babinski)

Ensemble complet pour évaluer la fonction neurologique.

Kit qui comprend 3 marteaux en métal permettant de tester les réflexes neurologiques.

- 1 Marteau Tylor
- 1 Marteau Buck
- 1 Marteau Babinsky

-**Le marteau Taylor** : composé d'une tête triangulaire pour la stimulation du réflexe cutané plantaire.

-**Le marteau à réflexes de Buck** : composé de 2 parties percutantes hémisphériques de taille différente pour l'examen des réflexes tendineux chez les adultes et les enfants.

-**Le marteau Babinski** : conçu pour une utilisation simple et précise. Sa rondelle de percussion permet de viser tous types de tendons chez les adultes et les enfants.

Matériel Médical CE.

