

Fauteuil Egvar gris, entièrement électrique à hauteur variable avec tabouret offert

Fauteuil multipositions avec commande manuelle pour la hauteur, l'inclinaison du dossier et la position Trendelenburg.

Design élégant pour ce fauteuil électrique 3 moteurs avec télécommande manuelle permettant de choisir une position assise, allongée ou semi-allongée. Sellerie grand confort, hauteur variable de 61 à 91 cm, inclinaison du dossier jusqu'à 70°, position "Trendelenburg" jusqu'à -15°. Accoudoirs et repose tête amovibles.

Pour les tatoueurs, les podologues, les instituts de beauté, ...

Fauteuil:

- Piétement métal blanc.
- Sellerie grand confort. Similicuir.
- Hauteur variable: 61 à 91 cm.
- Dossier inclinable de 0° à +70°.
- Position Trendelenburg jusqu'à -15°.
- Accoudoirs rabattables, amovibles.
- Repose- tête amovible.
- Portée maximum: 150 Kg.

Livraison Franco de port au pas de la porte.

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Modèle : EGVAR, coloris Gris souris

+ Tabouret gris anthracite offert

Dimensions fauteuil: L.180 x l.84 cm.

Poids: 65 kg.

Garantie 3 ans structure, moteur et sellerie.

Livraison gratuite franco de port.

Option pour livraison avec rendez-vous et 2 porteurs pour RDC ou étage.

