



Fauteuil Seca 956 pèse personne électronique Classe III - Portée 200 ou 300 Kg

Fauteuil pèse personne d'une portée allant jusqu'à 300 Kg selon le modèle.

Fauteuil électronique avec roues freinées, assise confortable, accoudoirs et repose pieds escamotables facilitant l'installation du patient.

Fauteuil de pesée étalonné conformément à la Classe de Précision III de la Directive 93/42/CE - 2009/23/CE.

[Consultez la liste à jour des organismes agréés pour la vérification périodique.](#)

Modèle SECA 956:

- Portée 200 kg.
- Graduation par 100g.
- Étalonnage: Classe III.
- Pesée sans secousse.
- Ecran LCD placé à l'arrière du fauteuil.
- Fonction Tare : Permet de déduire de la pesée, un poids additionnel.
- Fonction Hold : En cas d'arrêt de service, l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.
- Repose-pieds et accoudoirs escamotables.
- Modèle roulant avec frein d'immobilisation sur 2 roues.
- Poignée ergonomique.
- Structure acier laqué blanc.
- Alimentation avec piles.

Modèle SECA 959 sans fil 360° Wireless:

- Portée 300 kg.
- Graduation par 50g inférieur à 150kg supérieur à 100g inférieur à 250kg supérieur à 200g inférieur à 300kg.
- Calcul de l'IMC (touche BMI).
- Étalonnage: Classe III.
- Pesée sans secousse.
- Ecran LCD placé à l'arrière du fauteuil.
- Fonction Tare et Pré Tare: Permet de déduire de la pesée, un poids additionnel.
- Fonction Hold et Auto-Hold: En cas d'arrêt de service, l'affichage du poids "se fige" automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée.
- Fonctions Auto-Clear: Suppression des mesures précédentes.
- Fonction SEND/PRINT.***
- Repose-pieds et accoudoirs escamotables.
- Modèle roulant avec frein d'immobilisation sur 2 roues.
- Poignée ergonomique.
- Structure acier laqué noir.
- Alimentation secteur ou batteries rechargeables. Livré avec une sacoche de rangement pour le bloc d'alimentation.

*****Transmission des données avec la technologie sans fil SECA 360° Wireless:**

- Vers votre ordinateur via le logiciel Seca emr flash 101 (à télécharger) ou Seca analytics 115 (en option) connectable en réseau et à l'adaptateur sans fil 360° Wireless USB Seca 456 (en option).
- Vers l'imprimante 360° Wireless (en option).

Pour plus d'informations sur les articles en option, merci de contacter notre [Service Après Vente par mail](#) ou par téléphone au 03.29.62.00.25

les centres de réhabilitation et les cliniques à forte fréquentation, y compris pour des personnes en surpoids jusqu'à 300 kg.

Modèle FAU956:

Dimensions L563xP906xH946mm.

Poids 22,4 kg.

Modèle FAU959:

Dimensions L563xP906xH970mm.

Poids 24,5 kg.

Garantie 2 ans.

Matériel médical CE.