



Fauteuil de confort mobile avec garde robe Salamender 588

Confort et position sécurisée pour le patient.

Fauteuil roulant avec accoudoirs et repose-jambes rembourrés réglables en hauteur pour le confort du patient.

Structure en acier chromé, sellerie anatomique rembourrée avec revêtement polyester ignifuge, inclinaison du dossier à l'aide d'un levier manuel et siège de toilettes avec urinoir amovible.

- Grandes roues en aluminium pivotantes avec freins, pneumatiques
- Dossier inclinable
- Appui tête rembourré
- Toilettes faciles à nettoyer
- Poignées de poussée
- Repose-jambes et repose-pieds pivotants et réglables en hauteur
- Accoudoirs amovibles et réglables en hauteur
- Système anti-bascule
- Coloris de sellerie bleu azur, cadre coloris bleu
- Portée maximale : 130 kg

Longueur totale avec dossier incliné complètement et repose jambes relevés au maximum: 150 cm.

Dimensions :

- Ø roues avant : 20 cm
- Ø roues arrière : 30 cm
- Largeur dossier : 45 cm
- Largeur avec les roues : 60 cm
- Hauteur dossier : 52 cm
- Hauteur sous assise : 50-60 cm
- Hauteur avec accoudoirs : 71-81 cm
- Ouverture chaise percée: L 28 x l 17 cm

Poids : 23 Kg

Garantie : 2 ans

Fabrication Européenne.

Matériel médical CE.

Classification ISO 12.21.03.006, 12.24.21.103, 12.24.06.118, 12.24.06.127.

Livré complet avec accoudoirs, repose-pieds et repose-jambes réglables en hauteur, WC et appui-tête rembourrée.

En option : Soutien buste, sangle poitrine et table repas disponible sur demande.

Livraison gratuite franco de port.

TVA à taux réduit, 5,5 %.