

Fauteuil de repos - Vohemar

Pour une utilisation au quotidien comme fauteuil de repos et lit d'appoint.

Fauteuil de repos Vohemar disponible en différents coloris : Brun, Turquoise et Bleu.

Fauteuil en 3 panneaux, accoudoirs amovibles et coussin-bouchon.

Réglage simple de la position du dossier et de la partie des jambes par système manuel.

- Structure en tube métal chromé
- Sellerie en PVC haute résistance
- Position multiple avec système de blocage
- Commandes de pliage manuelle

Dimensions :

- Largeur totale : 62 cm
- Largeur intérieure : 51 cm
- Hauteur assise/ sol : 67 cm
- Longueur totale : 183 cm
- Profondeur assise : 52 cm
- Hauteur dossier/ assise : 71 cm
- Inclinaison dossier : 65°
- Épaisseur de sellerie : 9 cm
- Poids maxi utilisateur : 150 kg
- Poids fauteuil : 35 kg.

Livré non monté, prévoir 15 minutes de montage.

Garantie 3 ans.

