

### Fauteuil de repos hauteur fixe avec dossier inclinable

#### Modèle spécialement destiné à la gériatrie et les soins de jour

Avec hauteur fixe et dossier inclinable 3 positions.  
Structure acier époxy noir.  
Sellerie similicuir facilement lavable et ignifugée.

- Inclinaison du dossier : 30°, 45° et 60°
- Assise : 48 x l.51 cm
- Dossier : 48 x h 72 cm
- Hauteur du sol : 45 cm
- Portée maximale : 150 Kg

**2 coloris au choix** : bleu ou vert

