

Fauteuil podologie Ecopostural hauteur fixe

Pour une position idéale du podologue et du patient.

Fauteuil podologique à hauteur fixe avec dossier et jambes relevables manuellement.

Sellerie tendue grand confort sans couture facilement lavable.

- Classée non feu M2.
- Résistante à l'abrasion pour 50.000 cycles.
- Couleur résistante à la lumière.
- Conforme à la réglementation REACH exempt de substances nocives.
- Nouveau : traitement anti-bactérien avec efficacité sur MRSA (Staphylocoque doré)

Densité de sellerie 25 kg/m², épaisseur 5 cm.

25 coloris au choix (voir nuancier).

Coloris Ciel (55) en photo.

Dossier hauteur 86 cm, inclinable de -7° à +75°, par un système autobloquant.

Jambière 44 cm, inclinable de -60° à +18°, par un système autobloquant.
Repose jambes séparées articulables.

Structure : tube d'acier laqué avec peinture époxy cuite au four à 250°.

Avec accoudoirs et pieds réglables en hauteur pour plus de stabilité..

Dimensions :

- Longueur 188 cm
- Largeur 62 cm
- Poids 68 kg.
- Dimensions du dossier L86 x l 62 x H60 cm.
- Dimension de l'assise L48 x l 62 x H60 cm.
- Dimension de la jambière L48 x l 62 x H60 cm.

Poids maximal supporté : 150 kg.

Fauteuil de fabrication européenne, garantie 3 ans.
Matériel médical CE.

Livraison gratuite franco de port.

Supplément pour livraison sur rendez vous avec 2 porteurs pour RDC ou étage.

Découvrez nos tabourets assortis avec la sellerie disponibles dans 3 gammes Cavalry, Burgos et Madrid.

[Voir les tabourets.](#)

