



Fauteuil releveur Priméa

Mono-moteur, encombrement réduit.

Fauteuil releveur en revêtement microfibrés.
Silencieux, grâce à la motorisation basse tension 24 Volts.
Soutien lombaire amélioré grâce à son dossier spécialement galbé.

Équipé d'1 moteur avec télécommande 2 boutons. La fonction releveur vous aide à vous relever (appui long pour que le fauteuil se relève). **Pour l'inclinaison le mouvement est synchronisé**, le dossier s'abaisse de façon simultanée avec le repose-jambes. Le dossier et le repose-jambes se règlent en même temps.

Plusieurs positions possibles grâce à sa télécommande manuelle :

- Assise
- Lecture (jambes légèrement relevées et dossier incliné)
- Couchée (jambes et dossier totalement inclinés : 162 cm)
- Debout (levée en douceur)

Avec :

- Télécommande
- Pochette latérale

Coloris disponibles : Titane

Livraison Franco de port au pas de la porte.

Pour une livraison à l'étage ou avec l'aide de deux porteurs, nous vous invitons à ajouter cette option dans votre panier.

Dimensions de l'assise :

- largeur 50 cm
- profondeur 52 cm
- hauteur 48 cm du sol

Densités :

- Dossier 24 Kg/m³
- Assise 21 Kg/m³

Poids maximal : 130 Kg

Dimensions totales : larg. 74 x prof. 76 x haut. 104 cm

Poids du fauteuil : 50 kg.

Accessoires : il est possible de compléter ce fauteuil avec une protection d'assise anti-fuite, un coussin cale-tête, un coussin massant ou une table à manger ([voir nos accessoires pour fauteuils releveurs](#)).

[Table d'appoint spéciale fauteuil releveur - Noyer disponible sur notre site.](#)

Garantie 2 ans

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont

Demande d'information: info-produit@robe-medical.com

Le + Robé : Livraison FRANCO DE PORT, rendu à domicile.