

Salamender



Fauteuil roulant de confort avec garde robe Salamender

Pour l'autonomie et la mobilité du patient, confortable avec dossier inclinable

Fauteuil roulant avec assise, repose jambes et accoudoirs rembourrés, dossier et repose pieds inclinables à l'aide d'un levier manuel et appui-tête amovible pour le confort du patient.

Structure en acier chromé, seau hygiénique avec couvercle amovible par glissière.

- Dossier inclinable à l'aide de poignée.
- Reposes pieds inclinables et escamotables à l'aide de levier manuel.
- Reposes jambes inclinables.
- Appui tête rembourré avec élastique de maintien, amovible.
- Seau hygiénique avec couvercle.
- Assise et accoudoirs rembourrés.
- Roulette anti-retournement.
- Poignée de poussée, poche de rangement au dos du fauteuil.

Poids maximal supporté : 120Kg.

Dimensions :

- Diamètre roues avant : 20cm.
- Diamètre roues arrière : 58cm.
- Ecartement roues arrière : 65cm.
- Hauteur dossier : 77cm.
- Hauteur d'assise : 54 cm.
- Largeur d'assise : 43cm.
- Profondeur d'assise : 43cm.

Poids : 25,6 Kg.

Garantie : 3 ans.

Matériel médical CE