

FICHE TECHNIQUE

Gant de toilette molletonné extra doux 80g Robemed - Lot de 100

Très agréable au toucher, absorbant pour grand confort d'utilisation

Grâce à sa composition, ce gant ultra-doux permet l'utilisation sur les peaux sensibles, y compris sur les zones irritées.

Doux, épais et résistant aux bords non déchirants.

Temps d'absorption de moins de 3 secondes.

- Tissu non tissé de dernière génération, 80gr/m².
- Tissu 50% viscose, 50% polyester.
- Non allergique.
- Bords non déchirants, avec soudure à l'ultra-son.
- Très absorbant, capacité d'absorption d'eau supérieure à 700%.
- 100% recyclable.
- Très résistant : résistance aux déchirements supérieure à 1250 N/m.

Coloris blanc.

Dimension : 15 x 23 cm

Conditionnement en sachet de 50 gants
Vendu par lot de 2 sachets soit 100 gants.

