

## FICHE TECHNIQUE



### Gants d'examen latex non poudré et rugueux - Non stérile - Eurotex - Aql 1.5 - 5g

Gants de qualité à usage unique pour une bonne protection

Ces gants en latex non poudrés sont spécialement conçus pour les personnes souhaitant garder une sensibilité au toucher.

La surface rugueuse et antidérapante garantit une préhension précise des instruments médicaux, offrant ainsi une solution fiable et sécurisée pour les professionnels de la santé.

- Sensibilité du toucher
- Excellente résistance au déchirement et percement
- Poids : 5g
- AQL : 1,5
- Ambidextre
- Usage unique
- Non stérile
- Sans poudre
- Rugueux

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

#### 5 tailles disponibles :

- Extra small (5/6)
- Small (6/7)
- Medium (7/8)
- Large (8/9)
- Extra Large (9/10)

#### Couleur :

blanc crème.

#### Utilisation :

Pour tous types de soins et d'examens médicaux, infirmiers, et dentaires.

#### Conditionnement :

Vendu par boîte de 100 gants.

-----

Conformes aux normes

- EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 / TypeC
- EN ISO 374-4: 2019
- EN ISO 374-5: 2016

Matériel médical CE de Classe I

Important : Ce produit contient du latex naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire des chocs anaphylactiques.

