



### Gants d'examen latex poudrés, Boîte de 100 - 4,8 g - Aql 1.0

Toucher fin et précis. Très faiblement poudrés.

Gants d'examen latex, offre une meilleure sensibilité, toucher très doux et fin. Texture lisse, légèrement poudrés. Certifiés contact alimentaire.

*Conformes aux normes EN ISO 374-1:2016 (Type C) concernant les produits chimiques et les micro-organismes dangereux. Conformes à la norme EN 374-5:2016 : protection micro-organismes (bactéries, virus, champignons).*

- Ambidextre
- Très résistants
- Non glissants
- AQL : 1.0
- Poids : 4,8 g
- Non stériles

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

#### **2 tailles disponibles:**

- Medium (7/8)
- Large (8/9)

Couleur blanc crème.

Boîte de 100 gants.

Conformes aux normes EN 374-4:2013 / EN ISO 374-1:2016 (Type C) (concernant les produits chimiques et les micro-organismes dangereux Matériel médical CE.