

### Gants d'examen nitrile non poudrés 300 mm - Manchettes longues - Non stérile - Boite de 100

Gants avec manchettes longues pour une meilleure protection de l'avant-bras et empêchant les éclaboussures ou liquides de pénétrer à l'intérieur du gant. AQL 1,5

Ces gants en nitrile sont conçus pour offrir une protection optimale. Ils sont résistants et fournissent une barrière efficace contre les agents biologiques, bactériologiques, toxiques et chimiques.

Ils sont dotés d'une **manchette longue de 16 cm** pour une bonne protection jusqu'au niveau de l'avant-bras.

- En nitrile non poudré
- Embouts rugueux
- Ambidextre
- Bords roulés
- Manchette de 16 cm
- Gant long de 30 cm
- AQL 1.5
- Gant de 6g
- Sans latex
- Non stérile

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

#### Tailles disponibles :

- Taille S (6/7)
- Taille M (7/8)
- Taille L (8/9)
- Taille XL (9/10)

#### Longueur du gant :

300 mm

#### Épaisseurs :

Manchettes : 0.09 mm

Paume : 0.10 mm

Doigt : 0.09 mm

#### Conditionnement :

Boite de 100 gants

-----

Dispositif médical de Classe I conforme au règlement 2017/745

EPI catégorie III conforme au règlement 2016/425