



Gants d'examen nitrile non poudrés Robemed, Boîte de 100 - Bleu - 3 g - Aql 1,5

Pour une meilleure précision des gestes, même dans les environnements humides.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle. Risques d'allergies réduits.

Embouts de doigts anti-dérapants pour le confort de préhension.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

Qualité Ultra Protect épaisseur renforcée 3 g, recommandé pour la manipulation de produits toxiques, de désinfectant de type acide fort (acide citrique, acide peracétique, chimio,...).

- Aspect similaire au latex.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Très résistant, extensible.
- 3 g le gant.
- AQL : 1,5.
- Forte résistance aux huiles et graisses.
- Préhension optimale, même dans les environnements humides.

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Ce gant nitrile non poudré est conforme aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 6319, C93/42.

Matériel Médical CE

Existe en 3 tailles différentes:

- S Small (6/7).
- M Medium (7/8).
- L Large (8/9).

Gant nitrile conditionné en boîte de 100 gants.

Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Matériel Médical CE.