

## FICHE TECHNIQUE

### Gants d'examen nitrile non poudrés Robemed, Boîte de 100 - Noir - 3,5 g - Aql 1,5

Qualité ultra protect alliant résistance et sensibilité du nitrile. Risques d'allergies limités en l'absence de latex et de poudrage.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle. Risques d'allergies réduits.

Embouts de doigts anti-dérapants pour le confort de préhension.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

**Qualité Ultra Protect épaisseur renforcée 3,5g, recommandé pour les tatoueurs, les coiffeurs, les prothésistes ongulaires, les laboratoires, pour la manipulation de produits toxiques et dangereux, de désinfectant de type acide fort (acide citrique, acide peracétique, chimio,...).**

- Longueur: 23,5 cm.
- Coloris noir.
- Embouts de doigts anti-dérapants.
- AQL : 1,5.
- Poids : 3,5 g.
- Bords roulés.
- Aspect similaire au latex.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Très résistant, extensible.
- Sans latex, sans poudre.
- Forte résistance aux huiles et graisses.
- Préhension optimale, même dans les environnements humides.
- Ambidextre.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

#### Existe en 3 tailles différentes:

- S - Small 6/7:
- M - Medium 7/8:
- L - Large 8/9:

Conditionné en boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Ce gant nitrile non poudré non stérile est conforme aux normes EN 455-1:2000 et EN 455-2:2015 et EN 455-2:2015.

Matériel Médical CE.

