

Gants d'examen nitrile non poudrés Sensiskin - Boîte de 100 - Bleu - 3 g - Aql 1,5

Ces gants garantissent un confort optimal, une très bonne résistance et une bonne étanchéité par rapport au latex et au vinyle. Ils réduisent les risques d'allergies.

Leurs embouts de doigts anti-dérapants assurent une préhension aisée, et comme ils ne sont pas poudrés, ils sont faciles à enfiler.

- Présente un aspect similaire au latex.
- Non stérile
- Souple et élastique, s'ajuste parfaitement à la main.
- Offre une grande résistance et extensibilité.
- Seulement 3 g par gant.
- AQL (Niveau de Qualité Acceptable) : 1,5.
- Très bonne résistance aux produits chimiques.
- Assure une préhension optimale, même dans des environnements humides.
- Ambidextre.
- Extrémité rugueuse.
- Bord roulé

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.



Dispositif médical CE de classe I conforme à la réglementation UE 2017/745

EPI catégorie III conforme à la réglementation UE 2016/425

Conditionnement : boîte de 100 gants

Tailles disponibles :

- Taille S (6/7)
- Taille M (7/8)
- Taille L (8/9)
- Taille XL (9/10)

Épaisseur en mm min :

Manchette : 0.05 mm
Paume : 0.06 mm
Doigt : 0.10 mm