

## FICHE TECHNIQUE



### Gants d'examen nitrile non poudrés - Violet - Boîte de 100 - 3,5 g - Aql 1,5 - Robemed

Qualité ultra sensitive pour garder une sensation de toucher naturel, pour les prélèvements sanguins et la sensibilité durant les soins.

Avec une épaisseur plus importante, minimum 3.5g, ce gant offre une qualité renforcée.

Sensibilité pour un gant nitrile avec l'avantage de la résistance et de la réduction de risques d'allergies.

Gant d'examen à usage unique nitrile non poudré, qualité très résistante et toucher ultra fin.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle.

- Longueur: 23 cm.
- Couleur violet/bleu.
- Embouts de doigts qualité ultra sensitive.
- AQL : 1,5.
- Poids : 3,5 g.
- Bords roulés.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Extensible, très résistant.
- Ambidextre.
- Sans latex, sans poudrage.
- Gants épais pour une qualité renforcée

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Conformes aux normes :

- EN455 parties 1,2,3 et 4
- EN ISO 374-5:2016
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B
- MDR 2017/745 Class I
- EPI Catégorie III 2016/425

Matériel Médical CE de classe I

**Existe en 3 tailles différentes :**

- Small (6/7).
- Medium (7/8).
- Large (8/9).

**Conditionnement :**