

FICHE TECHNIQUE

Gants d'examen nitrile non poudrés - boîte de 100 - Noir - 3,8 g - Aql 1,5



Risques d'allergies limités en l'absence de latex et de poudrage.

Confort, résistance, étanchéité maximale par rapport au latex et au vinyle.
Embouts de doigts anti-dérapants pour le confort de préhension.

Non poudré, ce gant présente l'avantage d'être plus facile à enfiler. Conforme à la norme EU 2016/425 sur les EPI.

- Ambidextres.
- Souple et élastique, s'adaptant parfaitement à la main.
- Haute résistance aux déchirures et perforations.
- AQL : 1,5.
- Poids : 3,8 g.
- Protection contre les acides, les solvants et les microorganismes.
- Forte résistance aux huiles.
- Bouts des doigts texturés pour une bonne prise en main, même dans les environnements humides et secs.
- Sans phtalates, sans latex et sans poudre.
- Convient également pour le contact alimentaire.

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Existe en 3 tailles différentes :

- S - Small
- M - Medium
- L - Large

Conditionné en boîte de 100 gants.
Coloris noir.

Ce gant nitrile non poudré non stérile est conforme aux normes EN 455-1-2-3-4, EN ISO 374-1, EN 16523-1, EN 420 et EN ISO 21420.

Matériel Médical CE.