



### Gants d'examen vinyle non poudrés - Boîte de 100 - 4 g - Aql 1.5 - Easycare

Gants d'examen non stérile, avec un touché précis et un confort optimal. Le vinyle permet de limiter le risque d'allergies.

Ces gants sont conformes aux :

- Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux ;
  - Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle ;
  - Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
  - Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
- Ils répondent également à toutes les dispositions applicables de l'annexe I du règlement (UE) 2017/745.

Dispositif Médical CE de classe I conforme à la directive (EU) 2017/745

EPI de catégorie III

-----

- Ambidextres.
- Usage unique.
- Qualité non poudrée pour un maximum de confort et pour l'absence de tout risque d'allergie.
- Très résistants avec manchettes à bourrelets.
- Texture fine pour plus de dextérité et sensibilité.
- AQL : 1.5.
- Poids : 4 g.
- Non stériles.
- Couleur : transparent.
- Sans latex.
- Contact alimentaire.

**Taille disponible :**

- S Small (6/7).

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.