

Gants d'examen vinyle non poudrés - Boîte de 100 - 4 g - Aql 1.5 - Mercator Medical

Touché précis et confort optimal. Risque d'allergies limités.

Conforme aux directives EU 2016/425 sur les EPIs de catégorie III : EN 16523-1, EN 374 1-2-4-5 et EN 420. Conforme aux directives EU 2017/745 sur les dispositifs médicaux de catégorie I : EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 455 1-2-3-4. Protection face aux virus et micro-organismes selon EN ISO 374-5. Convient également pour le contact alimentaire selon EU 10/2011, EC 1935/2004 et EC 2023/2006.



- Ambidextres.
- Qualité non poudrée pour un maximum de confort et pour l'absence de tout risque d'allergie.
- Très résistants avec manchettes à bourrelets.
- Texture fine pour plus de dextérité et sensibilité.
- AQL : 1.5.
- Poids : 4 g.
- Non stériles.
- Couleur : transparent.
- Sans latex.
- Contact alimentaire.
- EN 455 1-2-3-4.
- EN 374 1-2-4-5.

Le niveau AQL (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

Le grammage indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Tailles disponibles :

- Taille S.

Boîte de 100 gants.

Matériel Médical CE.