

## FICHE TECHNIQUE

### Gants d'examen vinyle poudrés Robé médical, Boîte de 100 - 4,8 g - Aql 1,5

Pour un toucher fin et précis.

Gants d'examen vinyle poudrés Robé, Qualité ultrasensitive. EN 455.

- Ambidextres.
- Faiblement poudrés.
- Très résistants avec manchettes à bourrelets.
- Poids : 4,8 g.
- AQL : 1,5.
- Limite le risque d'allergie.
- Non stériles.

**Le niveau AQL** (Acceptable Quality Level) est un standard de mesure de la qualité : 1 pour le niveau le plus élevé et 5 pour le plus faible. Cette classification n'est pas spécifique aux gants, elle permet d'informer l'utilisateur sur la qualité du produit concerné. Pour les gants d'examen, le niveau de qualité AQL de 1,5 figure parmi les niveaux les plus élevés.

**Le grammage** indique le poids du gant testé sur la taille M. Il est proportionnel à l'épaisseur du gant et donc à sa résistance notamment pour les déchirures.

Couleur blanc cassé.

Vendu par boîte de 100 gants. Prix dégressif à partir de 10 boîtes achetées.

Conformes aux normes EN 455-1 et EN 455-2, ASTM D 5250, CE 93/42.  
Matériel médical CE

